Alcalinità - Protocollo

Guida da campo

Task

Misurare l'alcalinità del campione di acqua prelevato.

Materiali	necessari

$\textit{Hydrology Investigation Data Sheet} \ f\square$ Acqua distillata in bottiglia pulita
Kit per l'Alcalinità 🖵 Occhiali
Guanti 🗖 Biro o matita 📮 Bussola

Sul campo

- 1. Compilare la parte superiore della Hydrology Investigation Data Sheet.
- 2. Indossare guanti e occhiali
- 3. Seguire le istruzioni nel kit di alcalinità per misurare l'alcalinità dell'acqua.
- 4. Registrare la misura sul Hydrology Investigation Data Sheet come Osservatore 1.
- 5. Ripetere la misurazione con altri campioni della stessa acqua.
- 6. Registrare le misure come osservatori 2 e 3.
- 7. Calcolare la media delle tre misurazioni.
- 8. Ognuna delle singole misurazioni dovrebbero essere nell'intervallo (range) di tolleranza della media.

Differenze massime accettabili per i kit di test alcalinità comuni

La Motte	± 8 mg/L
Hach	± 6.8 mg/L (Piccolo intervallo, 0–10 mg/L)
насп	± 17 mg/L (Grande intervallo, 0-50 mg/L)

- 9. Se una di queste misure è fuori dall'intervallo indicato, scartare tale misura e fare la media delle altre
- 10. Se queste sono nell'intervallo indicato, riportare nel sito web solo queste due misure.